



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 06 апреля 2021 года № РЗН 2021/13949

На медицинское изделие

**Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear (5 шт./уп.)**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Ормко Корпорэйшн", США,**

**Ormco Corporation, 200 S Kraemer Blvd, Brea, California 92821, USA**

Производитель

**"Ормко Корпорэйшн", США,**

**Ormco Corporation, 200 S Kraemer Blvd, Brea, California 92821, USA**

Место производства медицинского изделия

**SDS de México S. de R.L. de C.V., Circuito Sur No. 31, Parque Industrial Nelson,  
Mexicali, B.C., C.P. 21395, Mexico**

Номер регистрационного досье № РД-36772/77279 от 13.10.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.11.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 06 апреля 2021 года № 2840  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**А.В. Самойлова**

0058735

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/13949

Лист 1

На медицинское изделие

**Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear (5 шт./уп.), варианты исполнения:**

1. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на центральный и боковой резец нижней челюсти универсальный, торк  $-6^{\circ}$ /ангуляция  $0^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
2. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый центральный резец верхней челюсти, торк  $+17^{\circ}$ /ангуляция  $+4^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
3. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на левый центральный резец верхней челюсти, торк  $+17^{\circ}$ /ангуляция  $+4^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
4. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый боковой резец верхней челюсти, торк  $+10^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
5. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на левый боковой резец верхней челюсти, торк  $+10^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
6. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый боковой резец верхней челюсти с низким профилем, торк  $+10^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
7. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на левый боковой резец верхней челюсти с низким профилем, торк  $+10^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
8. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый клык верхней челюсти, торк  $0^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
9. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клык верхней челюсти, торк  $0^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
10. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый клык нижней челюсти, торк  $0^{\circ}$ /ангуляция  $+3^{\circ}$ /ротация  $2^{\circ}$ .
11. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клык нижней челюсти, торк  $0^{\circ}$ /ангуляция  $+3^{\circ}$ /ротация  $2^{\circ}$ .
12. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти универсальный, торк  $-7^{\circ}$ /ангуляция  $0^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
13. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на 1-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк  $-12^{\circ}$ /ангуляция  $0^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
14. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на 2-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк  $-17^{\circ}$ /ангуляция  $0^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
15. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый клык верхней челюсти с крючком, торк  $0^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
16. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клык верхней челюсти с крючком, торк  $0^{\circ}$ /ангуляция  $+8^{\circ}$ /ротация  $0^{\circ}$ .
17. Брекеты ортодонтические, модель Symetri Clear, паз .018 на правый клык нижней челюсти с крючком, торк  $0^{\circ}$ /ангуляция  $+3^{\circ}$ /ротация  $2^{\circ}$ .

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0082297

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/13949

Лист 2

18. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый клык нижней челюсти с крючком, торк 0°/ангуляция +3°/ротация 2°.
19. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на правый 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти с крючком, торк -7°/ангуляция 0°/ротация 0°.
20. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти с крючком, торк -7°/ангуляция 0°/ротация 0°.
21. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на правый 1-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -12°/ангуляция +2°/ротация 0°.
22. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый 1-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -12°/ангуляция +2°/ротация 0°.
23. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на правый 2-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -17°/ангуляция +2°/ротация 0°.
24. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .018 на левый 2-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк -17°/ангуляция +2°/ротация 0°.
25. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на центральный и боковой резец нижней челюсти универсальный, торк -6°/ангуляция 0°/ротация 0°.
26. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый центральный резец верхней челюсти, торк +17°/ангуляция +4°/ротация 0°.
27. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый центральный резец верхней челюсти, торк +17°/ангуляция +4°/ротация 0°.
28. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти, торк +10°/ангуляция +8°/ротация 0°.
29. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти, торк +10°/ангуляция +8°/ротация 0°.
30. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый боковой резец верхней челюсти с низким профилем, торк +10°/ангуляция +8°/ротация 0°.
31. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый боковой резец верхней челюсти с низким профилем, торк +10°/ангуляция +8°/ротация 0°.
32. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый клык верхней челюсти, торк 0°/ангуляция +8°/ротация 0°.
33. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый клык верхней челюсти, торк 0°/ангуляция +8°/ротация 0°.
34. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый клык нижней челюсти, торк 0°/ангуляция +3°/ротация 2°.
35. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый клык нижней челюсти, торк 0°/ангуляция +3°/ротация 2°.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0082298

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 06 апреля 2021 года

№ РЗН 2021/13949

Лист 3

36. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти универсальный, торк  $-7^\circ$ /ангуляция  $0^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
37. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на 1-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк  $-12^\circ$ /ангуляция  $0^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
38. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на 2-й премоляр нижней челюсти универсальный, торк  $-17^\circ$ /ангуляция  $0^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
39. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый клык верхней челюсти с крючком, торк  $0^\circ$ /ангуляция  $+8^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
40. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый клык верхней челюсти с крючком, торк  $0^\circ$ /ангуляция  $+8^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
41. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый клык нижней челюсти с крючком, торк  $0^\circ$ /ангуляция  $+3^\circ$ /ротация  $2^\circ$ .
42. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый клык нижней челюсти с крючком, торк  $0^\circ$ /ангуляция  $+3^\circ$ /ротация  $2^\circ$ .
43. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти с крючком, торк  $-7^\circ$ /ангуляция  $0^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
44. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый 1-й и 2-й премоляры верхней челюсти с крючком, торк  $-7^\circ$ /ангуляция  $0^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
45. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый 1-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк  $-12^\circ$ /ангуляция  $+2^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
46. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый 1-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк  $-12^\circ$ /ангуляция  $+2^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
47. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на правый 2-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк  $-17^\circ$ /ангуляция  $+2^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .
48. Брекет ортодонтический, модель Symetri Clear, паз .022 на левый 2-й премоляр нижней челюсти с крючком, торк  $-17^\circ$ /ангуляция  $+2^\circ$ /ротация  $0^\circ$ .

2

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



*(Handwritten signature)*

А.В. Самойлова

0082299